

初回利用のお客様限定!!

新年度スタートキャンペーン

2022年4月1日(金)~2022年5月31日(火)*1

微生物同定用 rRNA シーケンス

通常価格 3菌株 ~~¥26,400 (税込)~~ → **最大3菌株まで 無料!!** + サンプル送料 **無料***2

微生物(バクテリア・カビ・酵母)の同定に用いられる rRNA 配列解析をご提供

DNA 抽出・PCR・シーケンス・アセンブル・BLAST までの包括的なサービスを提供致します。
また、簡易的な系統樹*3 もご提供いたします。

- バクテリア、カビ、酵母の解析が可能
- 下記のいずれかのプライマーセットでの解析となります。

16s rRNA 領域

- ・ PCR プライマー: 27F/1492R
- ・ シーケンスプライマー: 518F/800R




ITS rRNA 領域

- ・ ITS5/ITS4 または ITS1/ITS4



26s rRNA 領域

- ・ NL1/NL4



プライマーセット

◆キャンペーン対象のお客様◆ 【微生物同定用 rRNA シーケンス】 サービスを初めてご利用になるお客様。

※ 過去に【微生物同定用 rRNA シーケンス】のご利用実績のあるご所属先のお客様は対象外となります。

Pre-Mix シーケンス(サンガー法)

通常価格 24 反応 ~~¥14,520 (税込)~~ → **最大24反応まで*4 無料!!** + サンプル送料 **無料***2

最短 12 時間での結果報告*5 テンプレート DNA とプライマーを混合したサンプルをお送りください。

◆キャンペーン対象のお客様◆ 【Pre-Mix シーケンス】 サービスを初めてご利用になるお客様。

※ 【一般シーケンス】 【Pre-Mix シーケンス】 【Run-Only シーケンス】のご利用実績のあるご所属先のお客様は対象外になります。

本キャンペーンをご希望されるお客様は、事前に右記 QR コードの「お問い合わせフォーム」または下記のメールアドレスよりご連絡ください。
ご注文方法、サンプル送付方法をご案内致します。
お問い合わせ: ces@macrogen-japan.co.jp



【必要情報】 ご氏名・ご所属(大学・学科名、会社名・部署名など)
ご希望のキャンペーン内容: ①微生物同定用 rRNA シーケンス、②Pre-Mix シーケンス
予定サンプル数

*1. キャンペーン期間中に弊社到着受付のサンプルが対象となります。 *2. 必ず着払いでお送りください。元払いの場合、送料の負担は致しかねます。

*3. 系統樹は論文投稿に使用できるものではありません。予めご了承ください。 *4. "1 テンプレート DNA + 1 プライマー" の組み合わせを「1 反応」としております。 *5. サンプル到着受付時間を 0 時間として起算。納期は最大で 2 営業日(48 時間)以内。土・日・祝日、年末年始を挟む場合には納期が延びる場合がございます。