

初回利用のお客様限定!!

# トライアルキャンペーン

2024年5月13日(月)～2024年7月12日(金) \*1

## ★微生物同定用rRNAシーケンス

通常価格  
3菌株 ~~¥26,400(税込)~~

最大3菌株まで無料!! + サンプル送料も無料 \*2

微生物(バクテリア・カビ・酵母)の同定に用いられる rRNA配列解析をご提供

菌株は、純粋培養されたプレートまたはグリセロールストックでお送りください \*3。DNA抽出・PCR・シーケンス・アセンブル・BLASTまでの包括的なサービスを提供致します。また、簡易的な系統樹 \*4 もご提供いたします \*5\*6。菌株(サンプル)到着/受付後1~5営業日で結果をご報告いたします \*7。

- バクテリア、カビ、酵母の解析が可能です。
- 下記のいずれかのプライマーセットでの解析となります。

### 16s rRNA領域

- ・ PCR プライマー: 27F/1492R
- ・ シーケンスプライマー: 518F/800R



### ITS rRNA領域

- ・ ITS5/ITS4 または ITS1/ITS4

ITS5 / ITS1



### 26s rRNA領域

- ・ NL1/NL4



### ◆キャンペーン対象のお客様◆

【微生物同定用rRNAシーケンス】サービスを初めてご利用になるお客様。

※ 過去に【微生物同定用rRNAシーケンス】のご利用実績のあるご所属先のお客様は対象外となります。

### ◆キャンペーンご利用方法(事前のご連絡をお願いします)

本キャンペーンをご希望されるお客様は、事前に右記 QRコード、または URLの「お問い合わせフォーム: サンガーシーケンス/微生物同定用rRNAシーケンス」よりご連絡ください。ご注文方法、サンプル送付方法をご案内致します。

[https://macrogen-japan.co.jp/question/question\\_form/](https://macrogen-japan.co.jp/question/question_form/)

マクロジェン・ジャパン問い合わせ

検索



お問い合わせ  
フォーム

【必要情報】ご氏名・ご所属(大学・学科名、会社名・部署名など)

予定サンプル数、ID番号(当社ID番号を取得されているお客様)

### 【お知らせ】 サンガーシーケンスの納期が短くなりました。

サンガーシーケンス(一般シーケンス、Premixシーケンス、Run onlyシーケンス)の納期が短くなりました。通常ではサンプル到着/受付後、最短8時間~翌朝までに結果をご報告いたします。\*8 この機会にMacrogen Japanのサンガーシーケンスをお試しください。

\*1. キャンペーン期間中に弊社到着受付のサンプルが対象となります。\*2. 必ず着払いでお送りください。元払いの場合、送料の負担は致しかねます。\*3. 病原性を有する可能性がある菌株の場合、お受けできない場合がございます。抽出済みgDNAをご送付ください。\*4. 系統樹は論文投稿に使用できるものではありません。予めご了承ください。\*5. 複数回のgDNA抽出~シーケンスを実施してDNAの増幅またはシーケンス結果の改善が見られない場合は、その時点で解析を終了する場合がございます。\*6. 当サービスでは弊社スタッフによる菌種同定は致しません。解析結果をご確認の上、お客様ご自身にてご判断ください。\*7. 午後到着分については、翌営業日の受付になる場合がございます。\*8. 当日15時以降到着分については、翌営業日受付になります。繁忙期(年末、年度末)にはご報告が遅れる可能性がございますが、最大48時間以内のご報告を保証いたします。付加サービス: サンプル精製をご利用の場合 プラス1営業日、プライマー製作をご利用の場合 プラス2営業日をいただきます。大量サンプルをご依頼時の納期は別途ご相談ください。

【注意事項】 希望販売価格は参考であり販売店からの販売価格と異なる場合がございます。記載の希望販売価格は2024年5月1日現在の価格です。記載のサービス仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。

### 株式会社マクロジェン・ジャパン

本社・ゲノムセンター:  
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 16F  
TEL: 03-5962-1124 FAX: 03-5962-1128

イノベーションセンター:  
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-5 東日本橋セントラルプレイス9F  
TEL: 03-5829-6058 FAX: 03-5829-6048

京都営業所:  
〒600-8099 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331 タカノハスクエア4F  
TEL: 03-5962-1124 (本社直通) FAX: 03-5962-1128