

夏

2026

キャンペーン



**キャンペーン期間 (サンプル受付)
7月6日～9月18日**

ライブラリ調製キット TruSeq Stranded mRNA

対応サンプル

抽出済み Total RNA※1

※1 抽出からご依頼の場合は別途費用が追加となります。

受注単位

1 検体～

※2 データ量は追加も可能です。

シーケンサー

NovaSeq X Plus

※3 HDD 納品の場合は別途費用が追加となります。

データ量

100PE, 4000 万リード (4Gb)/sample または

150PE, 4000 万リード (6Gb)/sample ～※2

データ解析

Mapping, Expression profile, DEG

納品形態

ダウンロードまたは HDD※3


**韓国ラボ
解析限定**

**通常価格より
最大 46%
OFF !!**

**データ
解析込**

Mapping, Expression
profile, DEG(3パターン
まで)

サービスの流れ



サンプル発送手順（詳細な手順はオーダーシート内のサンプルの発送方法をご参照ください）



お客様情報のご登録 ※取得済みの場合は再度実施頂く必要はございません。
ご登録いただいたメールアドレス宛に確認メールが届きます。
メール中の「お客様 ID 登録完了の確認」をクリックしていただきましたら、
ID 登録が完了いたします。

お客様 ID 登録



オーダーシートの作成

ご依頼前に弊社指定のオーダーシートを作成頂いております。
シートに記載されている注意点をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、
サンプルご送付前に弊社までメールにてお送りください。

書式ダウンロード



サンプル送付

作成いただいたオーダーシート・発送内容確認書をサンプルと同梱いただき、下記住所まで
サンプルは弊社へ**平日昼間の到着**とし、**土・日・休日を挟まない**スケジュールでお送りください。
〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F
株式会社マクロジェン・ジャパン NGS サービス係行き
TEL: 03-5962-1124
RNA サンプルは**冷凍便（ドライアイス同梱包）**でお送り下さい。

納品

ダウンロードリンクもしくは HDD にて結果を納品します。納品データは
納品後 1 か月間は弊社サーバー内で保管しておりますので、再取得をご希望の
場合は弊社までご連絡ください。なお保管期限後はデータを削除いたします。

お問い合わせ

詳しい仕様や費用、ご相談などについては弊社代理店
もしくは QR コードからお問い合わせください。

株式会社マクロジェン・ジャパン

Tell : 03 (5962) 1124

Mail : ngs@macrogen-japan.co.jp

〒135-0064

東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F

パンフレット



お問い合わせ

