

初回ご依頼者様限定キャンペーン

キャンペーン期間（サンプル受付）

2026年9月24日～2027年1月29日

※新規ID登録後、最初のご依頼（1回）に限り適用となります。

（※同一法人内での別部署・別担当者様における再適用の可否等の運用ルールについては、お問い合わせください）

※抽出からご依頼の場合は別途費用が追加となります。 ※データ量は追加も可能です。

※HDD納品の場合は別途費用が追加となります。 ※韓国ラボでの解析実施となります。



RNA-Seq データ解析込み プラン

22,000 円（税別） / 検体

ライブラリ調製キット：TruSeq Stranded mRNA（polyA ストランド特異的）


受注単位：1 検体～ シーケンサー：NovaSeq X Plus

データ量：100PE, 4000 万リード (4Gb)/ 検体 または 150PE, 4000 万リード (6Gb)/ 検体

データ解析：Mapping, Expression profile, DEG（比較3パターンまで）

納品物（例）：FASTQ、BAM、count matrix、DEG 結果、簡易レポート等

※Reference 配列に関する注意事項：解析には Reference 配列が必要です。お客様からのご提供、または弊社でご用意する場合の条件・費用につきましては事前にお問い合わせください。



PacBio Revio ロングリード全ゲノムシーケンス

395,000 円（税別） / 検体（セル）

ライブラリ調製キット：SMRTbell Prep Kit 3.0（WGS target size 約 15–20 kb）

受注単位：1 検体～ シーケンサー：PacBio Revio (SPRQ NX)

シーケンス単位：1 検体 / 1 セル データ解析：なし（Raw data）

納品物（例）：HiFi BAM/FASTQ、簡易レポート等

サービスの流れ

①
打ち合わせ



②
情報登録



③
オーダーシート作成




④
サンプル送付



⑤
解析



⑥
納品



サンプル発送手順（詳細な手順はオーダーシート内のサンプルの発送方法をご参照ください）



1. お客様情報のご登録 ※取得済みの場合は再度実施頂く必要はございません。ご登録いただいたメールアドレス宛に確認メールが届きます。メール中の「お客様 ID 登録完了の確認」をクリックしていただきましたら、ID 登録が完了いたします。

お客様 ID 登録



2. オーダーシートの作成

ご依頼前に弊社指定のオーダーシートを作成頂いております。
シートに記載されている注意点をご確認のうえ、必要事項（**【A】の特記事項に初回限定キャンペーン対象とご記載ください**）をご記入いただき、サンプルご送付前に弊社までメールにお送りください。

書式ダウンロード



3. サンプル送付

作成いただいたオーダーシート・発送内容確認書をサンプルと同梱いただき、下記住所までサンプルは弊社へ**平日昼間の到着**とし、**土・日・休日を挟まない**スケジュールでお送りください。

〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F
株式会社マクロジェン・ジャパン NGS サービス係行き
TEL: 03-5962-1124

RNA サンプルは**冷凍便（ドライアイス同梱包）**でお送り下さい。

4. 納品

ダウンロードリンクもしくは HDD にて結果を納品します。納品データは納品後 1 か月間は弊社サーバー内で保管しておりますので、再取得をご希望の場合は弊社までご連絡ください。なお保管期限後はデータを削除いたします。

お問い合わせ

詳しい仕様や費用、ご相談などについては弊社代理店もしくは QR コードからお問い合わせください。

パンフレット

お問い合わせ



株式会社マクロジェン・ジャパン

Tell : 03 (5962) 1124

Mail : ngs@macrogen-japan.co.jp

〒135-0064

東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号 タイム 24 ビル 16F