

## NovaSeq X Plus 調製済ライブラリ レーン相乗リプランの留意事項

株式会社マクロジェン・ジャパン

### データ納品について

- ・他のお客様のサンプルと同じレーンにてシーケンスを実施いたします。  
Index 配列情報を確認し、シーケンスの際の組み合わせを調整いたしますが、index 配列のご申告間違いなどにより他のお客様のシーケンス情報が混ざる場合がございます。
- ・再デマルチプレックス（再振り分け）は基本にお受けしておりません。  
特別に対応します場合は有償での実施となります。
- ・振り分けできなかったデータは納品いたしかねます。

### Index 配列情報について

- ・8塩基以上の Dual index をご使用いただき、オーダーシートの index information にご記載ください。  
Single index ではご利用いただけません。Unique Dual index をおすすめいたします。

### ライブラリサンプル基準値

- ・濃度 10nM 以上、液量 20ul 以上のライブラリをご準備ください。
- ・不純物、Adapter dimer、small peak などを含まず、300~600bp の Library Size を推奨いたします。  
Quality Check にて Small peak または Primer dimer、Broad peak などの判定が出ますと、レーン相乗リプランをご利用いただけない場合がございます。

### その他の注意事項

- ・ライブラリの構造、サイズなど、弊社にて相乗リレーンでのシーケンスが難しいと判断します場合はレーン単位での買取をご案内いたします。予めご了承ください。
- ・index 配列の組み合わせによっては、他のお客様のご依頼がございますまで待機する場合がございます。  
納期について見込みや保証をいたしかねますため、あらかじめご了承ください。

以上