

Universal primer list

弊社保有のプライマーリストです。下表のプライマーは無料でご利用いただけます。これらのプライマーご利用の際は、オーダー様式の濃度・vol.・Tm valueは空欄で構いません。

尚、Pre-Mixシーケンスをご依頼の場合、これらのプライマーはご利用いただくことができませんので、ご了承ください。

Primer Name	sequence (5' to 3')	Base
T7	AATACGACTCACTATAG	17
T7terminator	GCTAGTTATTGCTCAGCGG	19
T7promoter	TAATACGACTCACTATAGGG	20
T3	ATTAACCCCTCACTAAAG	17
SP6	ATTTAGGTGACACTATAG	18
M13F-pUC	GTTTTCCCAGTCACGAC	17
M13R-pUC	CAGGAAACAGCTATGAC	17
M13F	GTAAAACGACGGCCAGT	17
M13R	GCGGATAACAATTCACACAGG	22
M13M4	GTTTTCCCAGTCACGAC	17
pGEX5	GGCAAGCCACGTTTGGTG	18
pGEX3	GGAGCTGCATGTGTCAGAGG	20
27F	AGAGTTTGATCMTGGCTCAG	20
1492R	TACGGYTACCTTGTTACGACTT	22
518F	CCAGCAGCCGCGGTAATACG	20
800R	TACCAGGGTATCTAATCC	18
907R	CCGTCAATTCMTTTRAGTTT	20
ITS1	TCCGTAGGTGAACCTGCGG	19
ITS4	TCCTCCGCTTATTGATATGC	20
ITS5	GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG	22
NL1	GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG	24
NL4	GGTCCGTGTTTCAAGACGG	19
BGH-R	TAGAAGGCACAGTCGAGG	18
BGH-rev	CTAGAAGGCACAGTCGAGGC	20
CMV-F	CGCAATGGGCGGTAGGCGTG	21
10F	GTTTGATCCTGGCTCA	16
T7R	TTGGTACCGAGCTCGGAT	18

※ ご不明なことは customer@macrogen-japan.co.jp までお問い合わせをお願いいたします。